

Заказать данный товар можно на сайте  
ООО "Медремкомплект" [www.medrk.ru](http://www.medrk.ru)



# OMRON

## Руководство по эксплуатации **ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (АДАПТЕР) OMRON AC ADAPTER-S (60240HW5SW)**

Предназначен для питания от электрической сети  
напряжением 220В автоматических тонометров OMRON\*



### **Благодарим Вас за покупку!**

\* Смотрите Руководство по эксплуатации к Вашему прибору

## All for Healthcare

Заказать данный товар можно на сайте  
ООО "Медремкомплект" [www.medrk.ru](http://www.medrk.ru)

**Адаптер соответствует всем требованиям безопасности, предусмотренным законодательством РФ.**

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ  
ГОСТ Р РОССТАНДАРТ РОССИИ:

Сертификат соответствия:

№ РОСС JP.ME20.V07357

от 09.11.2012 г. Срок действия до 09.11.2015 г.

ВНИИНМАШ. Орган по сертификации средств информатизации, приборостроения, медицинской техники и электрооборудования (ОС «Сертинформ ВНИИНМАШ»)

Соответствуют требованиям:

ГОСТ Р МЭК 60065-2005, ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2-2005) (разд. 6,7),

ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3-2005),

ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005)

(разд.4)

**Срок службы – 7 лет.**

Заказать данный товар можно на сайте  
ООО "Медремкомплект" [www.medrk.ru](http://www.medrk.ru)

### **Правила пользования**

---

1. Соедините штекер блока питания с гнездом внешнего питания измерителя артериального давления.
2. Подсоедините силовую вилку адаптера к розетке внешней электрической сети.

### **Меры предосторожности**

---

1. Не допускайте сгибов, переломов шнура адаптера.
2. Не допускайте проникновения влаги в корпус адаптера.
3. Не производите самостоятельную разборку или ремонт адаптера.
4. Не оставляйте адаптер включенным в сеть на длительное время.

В случае обнаружения дефекта, обращайтесь в гарантийную мастерскую.

### **Технические характеристики**

---

Модель . . . OMRON AC ADAPTER-S (60240HW5SW)  
Электрическая сеть . . . 100-240 В, 50/60Гц/0,12А  
Выходное напряжение . . . . . 6V DC/500mA

Заказать данный товар можно на сайте  
ООО "Медремкомплект" [www.medrk.ru](http://www.medrk.ru)

### **Комплект поставки**

---

Блок питания — 1 шт.

Упаковочная коробка — 1 шт.

Руководство по эксплуатации — 1 шт.

### **ВНИМАНИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ!**

---

Адаптер сетевой модель OMRON AC ADAPTER-S предназначен только для электропитания автоматических осциллометрических измерителей артериального давления OMRON и не может использоваться для электропитания других электрических приборов.

Если у Вас возникли вопросы по эксплуатации прибора, пожалуйста, обращайтесь в службу поддержки клиентов OMRON по телефону бесплатной горячей линии по России: **8-800-555-00-80**

В случае неисправности прибора Вы можете получить информацию о ближайшем авторизованном сервисном центре, осуществляющем гарантийный ремонт и послегарантийное обслуживание приборов OMRON, по телефону горячей линии.

Заказать данный товар можно на сайте  
ООО "Медремкомплект" [www.medrsk.ru](http://www.medrsk.ru)

**Надлежащая утилизация прибора  
(использованное электрическое  
и электронное оборудование)**

---



Этот символ на приборе или описании к нему указывает, что данный прибор не подлежит утилизации вместе с другими домашними отходами по окончании срока службы. Чтобы предотвратить возможный ущерб для окружающей среды вследствие неконтролируемой утилизации отходов, пожалуйста, отделите это изделие от других типов отходов и утилизируйте его надлежащим образом для рационального повторного использования материальных ресурсов.

Для утилизации прибора обратитесь в специализированные пункты приема, расположенные в Вашем городе, или к местным органам власти для получения подробной информации о том, куда и как вернуть данный прибор для экологически безопасной переработки.

Заказать данный товар можно на сайте  
ООО "Медремкомплект" [www.medrk.ru](http://www.medrk.ru)

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:**

OMRON Healthcare Co., Ltd. (Japan)  
(ОМРОН Хелскэа Ко., Лтд.(Япония))  
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto,  
617-0002, JAPAN  
(53, Кунотсубо, Терадо-чо, Муко, Киото,  
617-0002, ЯПОНИЯ)  
на производственном подразделении MITSUMI  
PHILIPPINES, INC. (МИТСУМИ ФИЛИППИНЕС, ИНК.)  
Luzon Avenue, Phase 1 The Freeport Area of Bataan  
Mariveles, Bataan, Philippines 2106  
(Лузон Авеню, Фейз 1 Фрипорт Эреа оф Батаан  
Маривелес, Батаан, Филиппины 2106)

Сделано в Филиппинах

**ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В ЕВРОПЕ:**

OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.  
(ОМРОН ХЭЛСКЭА ЕВРОПА Б.В.)  
Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, THE NETHERLANDS  
(Скорпиус 33, 2132 ЛР Хуфддорп, НИДЕРЛАНДЫ)  
[www.omron-healthcare.com](http://www.omron-healthcare.com)